

エクスポール(EP-06)



TAISコード 00945-000001

分類コード122489


車椅子、バギーなどのパイプや背シートなどが張ってある非開放型のパイプにも自由に取り付けが出来ます。また、横パイプにも簡単に取り付けられ、取り付けの場所を選びません。

全長は400mm～1.260mmまでの無段階高さ調整式。

取り付け角度は、取り付けパイプに平行から90度の無段階調整式。

フック方向は360度調整可能。取り付け位置方向は左右勝手組み換え可能。

クランプ部はΦ19mm～28mmパイプ（角パイプ16～21mm）に対応。



この両側フック用オプション部品のフックを取付けるだけの簡単な作業です。

「エクスポールEP06」よりポール先端部仕様が変更になり、オプション部品の取付けにより両側フックタイプとすることが出来るようになりました。
標準タイプでは片側フックタイプのみでのお届けになります。お客様の使用条件やご要望により、現場での簡単な取り付けで変更が可能です。

販売店